


 <p>Sistema Socio Sanitario Carlo Poma Regione Lombardia ASST Mantova</p>	<p>MODALITA' DI PRELIEVO PER</p> <p>SCOTCH TEST</p> <p><i>SMeL – Servizio Medicina del Laboratorio</i></p>	<p>IO07UE</p> <p>Data 11/03/2019</p> <p>Rev.2</p> <p>Pagina 1 di 1</p>
--	--	---

MODALITA' DI RACCOLTA CAMPIONI PER SCOTCH TEST

- ✓ Vanno eseguite 3 raccolte preferibilmente a giorni alterni.
 - ✓ Non lavare né applicare talco o creme nella zona anale a partire dalla sera precedente il prelievo.
 - ✓ La raccolta va eseguita **al momento del risveglio mattutino e prima che il paziente defechi e si lavi.**
 - ✓ Utilizzare **nastro adesivo (scotch) trasparente.**
 - ✓ Ritirare i vetrini necessari, i contenitori portavetrini e l'abbassalingua in Laboratorio.
1. Preparare il vetrino fornito dal laboratorio. Tagliare con le forbici un pezzo di nastro adesivo (scotch) trasparente poco più corto del vetrino.
 2. Disporre la striscia di scotch **con la parte adesiva rivolta verso l'esterno** sull'abbassalingua in legno fornito insieme al vetrino (disegno A) (in alternativa è possibile utilizzare il manico di un cucchiaio).
 3. Appoggiare il nastro adesivo così preparato sulle pliche perianali (disegno A) e comprimere bene sulla mucosa sottostante per 15-20 secondi.

Disegno A



Disegno B

4. Staccare il nastro adesivo e applicarlo ben steso sul vetrino fornito (disegno B).
5. Identificare il vetrino con nome e cognome del paziente.
6. Lavarsi bene le mani a prelievo ultimato (le uova di ossiuro sono spesso già embrionate e infestanti).
7. Consegnare il vetrino al Laboratorio, conservandolo a temperatura ambiente nell'apposito contenitore porta vetrini (fino a 72 ore).

N.B.: In caso di negatività del primo campione, si consiglia l'invio di altri campioni.

LA DIREZIONE