

 <p>Carlo Poma</p> <p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Mantova</p>	<p>MODALITA' DI PRELIEVO E CONSERVAZIONE URINE DA CATETERE VESCICALE PER URINOCOLTURA</p> <p><i>SMeL – Servizio Medicina del Laboratorio</i></p>	<p>IO03UE</p> <p>Data 11/03/2019 Rev.2</p> <p>Pagina 1 di 1</p>
---	--	---

MODALITA' DI RACCOLTA DELLE URINE PER ESAME MICROBIOLOGICO (URINOCOLTURA)

Urine da catetere permanente

DISPOSITIVO DI RACCOLTA: contenitore sterile

Effettuare il prelievo come di seguito indicato senza sconnettere il catetere per raccogliere le urine.

- 1) Clampare il catetere immediatamente a valle del dispositivo di prelievo.
- 2) Lavare ed asciugare accuratamente le mani ed indossare guanti sterili.
- 3) Disinfettare il dispositivo del catetere predisposto per il prelievo.
- 4) Raccordare sterilmente alla siringa monouso da 5 mL l'ago sottile (23-25 G).
- 5) Inserire l'ago nell'apposito dispositivo ed aspirare delicatamente 2-3 mL di urine.
- 6) Rimuovere l'ago e trasferire le urine nel contenitore sterile.
- 7) Chiudere il contenitore immediatamente avvitando con cura il tappo, verificando la chiusura ermetica del contenitore.
- 8) Eliminare ago e siringa negli appositi contenitori e togliere la pinza clamp.
- 9) Consegnare il campione in laboratorio nel più breve tempo possibile o conservare il campione in frigorifero fino al momento della consegna (massimo 12 ore).

N.B.: non prelevare mai il campione di urina dalla sacca di raccolta del catetere

NOTA: il contenitore può essere ritirato presso i Punti Prelievi.

Il Laboratorio accetta anche contenitori reperiti altrove purché idonei.

LA DIREZIONE