

## LOTTO 1

### GO TALK EXPRESS 32



**Go Talk Express 32** è un comunicatore simbolico a bassa tecnologia potente e facile da usare e trasportare. Si presenta con una griglia a 32 caselle dove è possibile registrare con voce umana fino a 32 messaggi per livello per un massimo di 5 livelli diversi. Come tutti gli altri Go Talk si presenta con una comoda maniglia per il trasporto in plastica resistente e piacevole al tatto. Con Go Talk Express si possono registrare ben 160 messaggi per una comunicazione a tutto campo. Come gli altri Go Talk è dotato di sistema per il trasporto e l'utilizzo di overlay diversi per il passaggio da un livello ad un altro di selezione di messaggi preregistrati.

Rispetto agli altri GoTalk il modello Express ha alcune importanti funzioni che lo rendono davvero lo strumento ponte tra i prodotti a bassa tecnologia e quelli ad alta tecnologia quali i comunicatori a schermo dinamico.

**Go Talk Express 32** è un comunicatore che può operare anche a scansione e durante la scansione è stata aggiunta la funzione di feedback sia sonora che luminosa in modo da rendere la scansione più facile da controllare. Esso può lavorare in due modalità:

- Modalità standard: come per tutti gli altri Go Talk ad ogni tasto è associato un messaggio e premendo la posizione corrispondente il sistema vocalizza il messaggio associato al tasto;
- Modalità Express: più messaggi possono essere collegati tra di loro ed essere vocalizzati in sequenza.

Per esempio: Buongiorno,

come stai oggi?

Io sto bene.

Questi messaggi possono venire vocalizzati nell'ordine selezionato per simulare una conversazione vera e propria o in ordine sparso a piacere. Entrambe le modalità operative sono disponibili anche a scansione.



La scansione può essere effettuata sia con un solo sensore o in modalità passo passo con 2 sensori.

#### Funzioni di scansione

- **Segnale visivo-** durante la scansione la cella puntata viene illuminata ed evidenziata da 4 LED posizionati intorno al messaggio stesso
- **Segnale acustico -** durante la scansione è possibile associare alla stessa un segnale acustico da scegliere tra una vasta gamma di suoni messi a disposizione
- **Varie modalità di scansione –** passo passo, lineare, o per gruppi di celle
- **Collegamento a sensori**—sensore singolo o con due sensori per la funzione di scansione passo passo
- **Numero di messaggi**—scansione 2, 4, 8, 16, o 32 messaggi con la funzione di regolazione della scansione dove è possibile stabilire la velocità e la modalità di scansione.
- **Dimensioni:** 36,2 x 25,4 x 4,45 cm.

**Codice CND: Y214209 COMUNICATORI ALFABETICI E SIMBOLICI**

**N° Repertorio: 412133**

Ultima revisione: 11/02/2016