

 <p>Sistema Socio Sanitario Carlo Poma Regione Lombardia ASST Mantova</p>	<p>新生儿尿培养用尿液的 采集及保存方法</p> <p>专科领域综合临床实验室</p>	<p><b>IO02UELAB</b></p> <p>日期 2026 年 03 月 19 日 版本号 3</p> <p>第 1/1 页</p>
--	--	---

## 用于微生物学检查的 尿液采集方法 (尿培养) 袋式采集尿液

**采集器具：** 无菌采尿袋及无菌容器

- 1) 用水和肥皂仔细清洗双手，冲洗并擦干；
- 2) 用水和肥皂仔细清洗患儿的外生殖器及会阴部，然后冲洗并擦干；
- 3) 打开无菌采尿袋，避免接触其内部；
- 4) 将采尿袋贴附于会阴部皮肤；
- 5) 使患儿保持直立姿势；
- 6) 收集尿液；
- 7) 使用专用粘贴舌片将采尿袋封口；
- 8) 将采尿袋直立放入无菌容器中（不要将尿液倒出，以减少污染的可能性）；
- 9) 仔细盖紧容器；
- 10) 尽快将样本送至实验室，或在送检前置于冰箱中保存（最长 12 小时）。

**注意：** 尿液样本应尽量在早晨采集，或在上一次排尿后至少 3 小时采集。

如儿童排尿困难，应每 30 分钟取下采集袋，并重复上述清洁及贴放步骤，直至成功采集到样本。

院方管理部门